

Кроличья Поликлональная Антитела К Zic1 Для Вб, Ифа - Q15915

Артикул: CM0021880

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на ZIC1, подходит для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным ZIC1. ZIC1 является цинк-пальцевым транскрипционным фактором, критически важным для нейрогенеза и развития ЦНС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZIC1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	ZIC; CRS6; BAIDCS; ZNF201; ZIC1
Вид	Человек
ИД гена	7545
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-210 человеческого ZIC1 (NP_003403.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15915
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Ледяной пакет