

Поликлональное Антитело Кролика Против Znf217 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O75362

Артикул: CM0026999



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ZNF217 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. ZNF217 — это цинк-пальцевый транскрипционный репрессор, который способствует пролиферации клеток и фосфорилированию АКТ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF217 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZABC1; ZNF217
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7764
ID гена	7764
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого ZNF217 (NP_006517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	O75362
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом