

Изотипический Контроль Rabbit Igg

Артикул: CM0009472

введение

Изотипический контроль Rabbit IgG представляет собой моноклональное антитело, конъюгированное с , разработанное в качестве изотипического контроля для применений в проточной цитометрии (FC), обеспечивающего точную оценку фоновых сигналов в иммуноанализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Изотипический контроль Rabbit IgG
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Транспортировка	Пакет со льдом