

Изотипный Контроль Кроличьего Igg — Моноклональный Изотипный Контроль Кроличьего Igg

Артикул: CM0008897

введение

Этот конъюгированный с красителем моноклональный изотипный контроль кроличьего IgG разработан для применения в проточной цитометрии и служит надежным отрицательным контролем, позволяющим отличить специфическое связывание антитела от неспецифического при анализе клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Изотипный контроль кроличьего IgG
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный в результате синтеза на основе последовательности изотипного контроля кроличьего IgG.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Доставка	В ледяной упаковке