

Изотипный Контроль Кроличьего IgG - Изотипный Контроль Кроличьего IgG

Артикул: CM0008880

введение

изотипный контроль кроличьего IgG — это моноклональное антитело, полученное от кролика, предназначенное для применения в проточной цитометрии (FC). Оно служит в качестве отрицательного контроля для оценки неспецифического связывания и фоновой окраски в иммуноанализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	изотипный контроль кроличьего IgG
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из изотипного контроля кроличьего IgG
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Доставка	Сумка со льдом