

Изотипный Контроль Кроличьего IgG -

Артикул: CM0004379



введение

изотипный контроль кроличьего IgG — это моноклональное антитело для применения в проточной цитометрии (FC). Оно служит в качестве отрицательного контроля для дифференциации неспецифического фонового сигнала от специфического окрашивания антителами. Подходит для исследовательских и диагностических целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	изотипный контроль кроличьего IgG
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из изотипного контроля кроличьего IgG
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Доставка	Сумка со льдом