

Кроличье Моноклональное Антитело К Sars-Cov-2 Spike S1 Для Вестерн-Блоттинга/Иммунофлуоресценции/Ифа - Спайк Гликопротеин

Артикул: CM0002204

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на гликопротеин SARS-CoV-2 Spike S1. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Идеально для вирусологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное антитело к SARS-CoV-2 Spike S1 (mAb)
Примечания / Альтернативное название	спайк гликопротеин
Вид	SARS-CoV-2
ID гена (Человек)	SARS-CoV-2
ID гена	43740568
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрёстная реактивность	SARS-CoV-2
Условия доставки	В пакете со льдом