

Rabif Кроличий Pab Для Wb, If/Icc, Elisa - P47224

Артикул: CM0017642



введение

Кроличье поликлональное антитело против RABIF (MSS4, RASGRF3) для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Участвует в везикулярном транспорте посредством обмена гуаниновых нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RABIF Кроличий pAb
Примечания/Алиасы	MSS4; RASGRF3; RASGRF3; RABIF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5877
ID гена	5877
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-123 человеческого RABIF (NP_002862.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P47224
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник