


Кроличыи Маб Против Rad52 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P43351

Артикул: CM0005259



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против Rad52, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфичны к человеческому Rad52, участвуют в репарации двунитевых разрывов ДНК и рекомбинации. Идеальны для исследований повреждения и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против Rad52
Примечания/Псевдоним	RAD52; гомолог белка репарации ДНК RAD52; Rad52
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5893
GeneID	5893
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 319-418 человеческого Rad52 (P43351).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43351
Молекулярный вес белка	13кДа/15кДа/25кДа/46кДа
Доставка	Сумка со льдом