

Кроличья Поликлональная Антитело К Rad54L Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92698

Артикул: CM0020180

введение

Кроличья поликлональная антитело к RAD54L, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований репарации ДНК и рекомбинации. Swiss-Prot: Q92698.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAD54L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HR54; hHR54; RAD54A; hRAD54; RAD54L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8438
GeneID	8438
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 648-747 человеческого RAD54L (Q92698)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92698
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент