


Кроличий Моноклональный Антитело Против RalA Для Wb, Elisa - P11233

Артикул: CM0007712



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого RalA, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает белок RalA человека и обезьяны (24 кДа, UniProt P11233), ГТФазу, участвующую в пролиферации клеток и внутриклеточном транспорте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RalA кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	RAL; HINCONS; RalA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5898
GeneID	5898
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-206 человеческого RalA (NP_005393.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Обезьяна
SWISS	P11233
Молекулярный вес белка	24 кДа
Доставка	Сумка со льдом