


Поликлональное Антитело К RalA Кролика Для Wb И Elisa — P11233

Артикул: CM0015166



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RALA (Ras-связанный белок Ral-A), валидированное для Вестерн-блота и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследований сигналинга GTPаз, мембранного трафика и деления клеток. Молекулярная масса 24 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RALA кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	RAL; HINCONS; RALA
Вид	Человек
GeneID (человек)	5898
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-206 человеческого RALA (NP_005393.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P11233
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С ледяным пакетом