


Кроличье Поликлональное Антитело Rangap1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P46060

Артикул: CM0018092



введение

Кроличье поликлональное антитело к RanGAP1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий активатор ГТФазы 1 RAN (UniProt P46060) — ключевой регулятор ядерного транспорта, опосредованного RAN. Идеально подходит для исследований в области клеточной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело RanGAP1
Примечания/синонимы	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5905
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 398-587 человеческого RanGAP1 (NP_002874.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P46060
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом