


Rangap1 Кролик Pab - P46060

Артикул: CM0030807



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого RanGAP1 (SWISS: P46060). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходят для изучения ядерно-цитоплазматического транспорта и активации ГТФазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RanGAP1 Кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5905
GeneID	5905
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 398-587 человеческого RanGAP1 (NP_002874.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46060
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом