

Поликлональные Кроличьи Антитела К Raptor Для Wb, Elisa — Q8N122

Артикул: CM0021515



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого Raptor (компонента mTORC1). Валидированы для WB и ELISA; реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований восприятия питательных веществ и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к Raptor
Примечания/синонимы	KOG1; Mip1; Raptor
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57521
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 888–1013 человеческого Raptor (NP_065812.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N122
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом