


Поликлональное Антитело К Raptor, Кроличье, Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N122

Артикул: CM0019609



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого Raptor (RPTOR), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает Raptor человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сигналинга mTORC1 и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело к Raptor, кроличье (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	KOG1; Mip1; Raptor
Вид	Человек
GeneID	57521
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 888-1013 человеческого Raptor (NP_065812.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N122
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом