

Rasgrp3 Rabbit Pab - Q8lv61

Артикул: CM0026375

введение

Кроличья поликлональная антитело к RASGRP3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК и ИФА. Распознает человеческий и мышиный RASGRP3, кальций/DAG-регулируемый GEF для Ras и Rap1. Идеально подходит для изучения сигнальных путей и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASGRP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GRP3; RASGRP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25780
GeneID	25780
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-689 человеческого RASGRP3 (NP_056191.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8lv61
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом