


Моноклональное Антитело Крысы Против Мышиного Cd122 Для Проточной Цитометрии - P16297

Артикул: CM0011489



введение

Конъюгированное с флуоресцентным красителем крысиное моноклональное антитело, валидированное для проточной цитометрии, нацеленное на мышиный CD122 (IL-2R β). Идеально подходит для профилирования иммунных клеток и изучения сигнальных путей на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	крысы против мышиного mAb CD122
Примечания/Альтернативные названия	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3560
ID гена (мышь)	16185
Иммуноген	Синтетический пептид, производный от мышиного CD122
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P16297
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник