

Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd3 Для Проточной Цитометрии - P04235 / P22646

Артикул: CM0005688

введение

Конъюгированные с крысиные моноклональные антитела, нацеленные на дельта (P04235) и эпсилон (P22646) цепи мышиного CD3. Валидированы для проточной цитометрии, обеспечивая прямое обнаружение Т-клеток в образцах мыши. Идеально подходят для иммунотипирования и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Крысиные мАб против мышиного CD3
Примечания/Псевдоним	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Вид	Мышь
GenelD (Человек)	916/915
GenelD	12500/12501
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из мышиного CD3.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235/P22646
Молекулярный вес белка	19кДа/21кДа
Доставка	В ледяном пакете