

Моноклональное Антитело Крысы Против Мышиного Cd45R/B220 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0009147

введение

Крысиное моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против мышиного CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5). Валидировано для проточной цитометрии (FC), подходит для иммунофенотипирования субпопуляций лейкоцитов мыши. Надежное сырье для диагностики и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	крысы против мышиного CD45R/B220 mAb
Примечания/Синонимы	B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyl-4
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD45R/B220
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом