

Моноклональное Антитело Крысы Против Мышиного Cd45R/B220 Для Проточной Цитометрии — P06800

Артикул: CM0011705

введение

Моноклональное антитело крысы, нацеленное на мышиный CD45R/B220, подходит для проточной цитометрии. Распознает общий лейкоцитарный антиген (L-CA), экспрессируемый на гемопоэтических клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиное мкА против мышиного CD45R/B220
Примечания/Синонимы	Isc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
ID гена (человек)	5788
ID гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD45R/B220
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом