

Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd45R/B220 Для Проточной Цитометрии - P06800 / P08575

Артикул: CM0006071

введение

Конъюгированные с крысиные моноклональные антитела, специфичные к мышиному CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5, T200). Валидированы для проточной цитометрии. Идеально подходят для иммунотипирования В-клеток и исследований сигнальных путей иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиные мАб против мышиного CD45R/B220
Примечания/Псевдонимы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
ID гена (человеческий)	5788
ID гена	19264/5788
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800/P08575
Молекулярный вес белка	130kDa/140kDa/144kDa
Доставка	Сумка со льдом