

Крысиное Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45R/B220 Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0005424

введение

Крысиное моноклональное антитело против мышиного CD45R/B220, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на рецепторную тирозин-протеинфосфатазу C (PTPRC), критический маркер лейкоцитов у мышей для исследований активации Т-клеток и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиное моноклональное антитело против мышиного CD45R/B220
Примечания/Альтернативные названия	Ios; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264/5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD45R/B220
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом