

Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиного F4/80 Для Проточной Цитометрии - Q61549

Артикул: CM0007982

введение

Моноклональные крысиные антитела с высокой специфичностью, конъюгированные с и направленные против мышиного F4/80 (EMR1), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для идентификации макрофагов и профилирования иммунных клеток в иммунологических исследованиях и при разработке диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиные мАб против мышиного F4/80
Примечания/Псевдонимы	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	2015
ID гена	13733
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного F4/80
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61549
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	В ледяном пакете