

Моноклональное Антитело Крысы К Мышиному F4/80 Для Проточной Цитометрии — Q61549

Артикул: CM0012755

введение

Валидированное для проточной цитометрии моноклональное антитело крысы к мышиному F4/80; реагирует с гликопротеином макрофагов мыши (адгезивный GPCR массой 102 кДа). Идеально подходит для иммунологических исследований на мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАТ крысы к мышиному F4/80
Примечания/алиасы	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2015
GeneID	13733
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного F4/80.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61549
Масса белка	102 кДа
Доставка	С ледяными пакетами