

Моноклональное Антитело Крысы К Мышиному F4/80 Для Проточной Цитометрии - Q61549

Артикул: CM0005160

введение

Моноклональное антитело крысы, нацеленное на мышиный F4/80 (Adgre1) — адгезионный GPCR макрофагов. Валидировано для проточной цитометрии (ПЦ). Этот конъюгат обеспечивает прямое детектирование в иммунологических исследованиях. Перекрестная реакция с мышиным антигеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело крысы к мышиному F4/80
Примечания/Альтернативные названия	Emr1, Ly71, F4/80, Gpf480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	2015
ID гена	13733
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиногo F4/80
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом