

Крысиное Моноклональное Антитело Против Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Мыши Для Проточной Цитометрии — P35461 / P0Cw02

Артикул: CM0011799

введение

Конъюгированное с крысиное моноклональное антитело против Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) мыши, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования гранулоцитов и моноцитов в образцах костного мозга и периферической крови мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	крысиное мАб против Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) мыши
Примечания/синонимы	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8600
GeneID	546644/17067
Иммуноген	Рекомбинантный белок Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) мыши
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P35461/P0CW02
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом