

Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиных Ly-6G/Ly-6C Для Проточной Цитометрии - P35461 / P0Cw02

Артикул: CM0011660

введение

Крысиные моноклональные антитела, конъюгированные с , направленные против мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1), для применения в проточной цитометрии. Обнаруживают гранулоцитарные и моноцитарные популяции в образцах мышей. Распознают как антигены Ly-6G, так и Ly-6C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Крысиные мАТ против мышиных Ly-6G/Ly-6C
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	8600
ID гена	546644/17067
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461/P0CW02
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом