

Моноклональное Антитело Крысы Против Мышиного Ly6G Для Проточной Цитометрии (Fc) — P35461

Артикул: CM0012425

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело крысы против мышиного Ly6G — гликозилфосфатидилинозитол-закрепленного белка клеточной мембраны, экспрессируемого в костном мозге. Предназначено для применения в проточной цитометрии (FC), обеспечивает надежное детектирование в образцах мышиного происхождения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	крысиное mAb против мышиного Ly6G
Примечания/Альтернативные названия	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид организма	Мышь
ID гена (человек)	80740
ID гена	546644
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, соответствующий фрагменту мышиного Ly-6G.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Доставка	Холодовая упаковка (ледяной пакет)