

Моноклональное Антитело Крысы Против Мышиного Ly6G Для Проточной Цитометрии — P35461

Артикул: CM0010813

введение

Конъюгированное с моноклональное антитело крысы против мышиного Ly6G для проточной цитометрии (ПЦ). Валидировано для применения в проточной цитометрии (ПЦ) на мышиных моделях. Идеально подходит для иммунологических исследований и идентификации гранулоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	mAb крысы против мышиного Ly6G
Примечания/Альтернативные названия	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
ID гена (человек)	80740
ID гена	546644
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, соответствующий фрагменту мышиного Ly-6G.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Доставка	Сумка-холодильник с льдом