


Крысиная Моноклональная Антитела К Мышиному Mhc Класса Ii (I-A/I-E) Для Проточной Цитометрии - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0011300



введение

Крысиная моноклональная антитела, нацеленная на мышиный МНС класса II (I-A/I-E), подходит для проточной цитометрии. Распознает мышиные аллели H-2Eb, Ia4 и родственные аллели. Идеально подходит для иммунологических исследований адаптивного иммунитета и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиная моноклональная антитела к мышиному МНС класса II (I-A/I-E)
Примечания/Псевдонимы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb
Вид	Мышь
GeneID (Мышь)	14969, 14961, 381091, 14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного МНС класса II (I-A/I-E)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФС (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468, P06342, Q3U060, P14435
Молекулярная масса белка	~30 кДа / ~32 кДа / ~26 кДа
Доставка	С пакетом льда