


Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиных Mhc Класса Ii (I-A/I-E) Для Проточной Цитометрии - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0011044



введение

Крысиные моноклональные антитела, направленные против молекул MHC класса II (I-A/I-E) мыши, для проточной цитометрии. Распознают бета-цепь I-A и родственные белки. Поддерживают исследования адаптивного иммунитета и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиные МАБ против мышиных MHC класса II (I-A/I-E)
Примечания/Псевдонимы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
ID гена	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок MHC класса II (I-A/I-E) мыши
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	30кДа/32кДа/26кДа
Доставка	В ледяном пакете