


Крысиное Антитело К Mhc Класса Ii (I-A/I-E) Мыши, Моноклональное, Для Проточной Цитометрии - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0006157



введение

Моноклональное антитело крысы, конъюгированное с , направленное против МНС класса II (I-A/I-E) мыши для проточной цитометрии. Распознает несколько аллелей с перекрестной реактивностью к мышиным антигенам, валидировано для применения в FC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	крысиное антитело к МНС класса II (I-A/I-E) мыши (mAb)
Примечания/Синонимы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
Идентификатор гена (Gene ID)	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок МНС класса II (I-A/I-E) мыши
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	26 кДа/30 кДа/32 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом