


Моноклональное Антитело Крысы К Мышиному Mhc Класса Ii (I-A/I-E), Меченное , Для Проточной Цитометрии — P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0005471



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело крысы, направленное против мышиного МНС класса II (I-A/I-E), валидированное для применения в проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунологических исследований, связанных с презентацией антигенов и ответами Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело крысы к мышиному МНС класса II (I-A/I-E), меченное
Примечания/Альтернативные названия	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
ID гена	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного МНС класса II (I-A/I-E)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	26 кДа/30 кДа/32 кДа
Доставка	С пакетом со льдом