

Кроличий Поликлональный Антитело Против Rbm20 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q5T481

Артикул: CM0024330

введение

Кроличий поликлональный антитело против RBM20, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на человеческий RBM20, регулятор альтернативного сплайсинга в сердце. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистых заболеваний. - Q5T481

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM20 кроличий pAb
Вид	Человек
ID гена	282996 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 820-980 человеческого RBM20 (NP_001127835.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5T481
Молекулярный вес белка	134 кДа
Доставка	Сумка со льдом