

Кроличье Моноклональное Антитело К Rbmх/Hnrnp G Для Вб, Игк-П, Ифа - P38159

Артикул: CM0003243



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому RBMX/hnRNP G (SWISS P38159), подходит для ВБ, ИГК-П и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Нацелено на ключевой РНК-связывающий белок, участвующий в альтернативном сплайсинге и подавлении опухолевого роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RBMX/hnRNP G
Примечания/алиасы	RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Вид	Человек
ID гена (человек)	27316
ID гена	27316
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 292-391 человеческого RBMX/hnRNP G (NP_002130.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38159
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет