


Rbmy1A1 Кроличы Поликлональные Антитела (Pab) - P0Djd3

Артикул: CM0019373



введение

Кроличы поликлональные антитела к RBMY1A1, валидированные для методов IF-P, IHC-P, ELISA. Взаимодействуют с образцами человека, мыши и крысы. Мишень: специфичный для яичек фактор сплайсинга RBMY1A1 массой 56 кДа (SWISS: P0DJD3).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBMY1A1 кроличы pAb
Примечания/Синонимы	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5940
Идентификатор гена	5940
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-300 RBMY1A1 человека (NP_005049.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0DJD3
Молекулярная масса белка	56 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом