


## Кроличья Рab К Rbx1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P62877

Артикул: CM0017939



### введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого RBX1 (ROC1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения функции убиквитин-лигазы в путях клеточного цикла и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RBX1 Rabbit pAb                                                                                                                              |
| Примечания/Псевдоним      | ROC1; RNF75; BA554C12.1; RBX1                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 9978                                                                                                                                         |
| GeneID                    | 9978                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RBX1 (NP_055063.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                                  |
| SWISS                     | P62877                                                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 12кДа                                                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                               |