


Кроличье Моноклональное Антитело К Rchy1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Pm5

Артикул: CM0003120



введение

Кроличье моноклональное антитело к RCHY1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, направленное против человеческого RCHY1 (Q96PM5) — E3 убиквитин-лигазы, участвующей в деградации p53 и контроле качества рибосом. Идеально подходит для исследований в области онкологии и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристики
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RCHY1
Примечания/Синонимы	ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1
Вид	Человек
ID гена	25898 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 160-261 человеческого RCHY1 (Q96PM5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96PM5
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	С холодоэлементом