

Кроличья Поликлональная Антитело К Rec8 (Мышь) - Rec8

Артикул: CM0016701

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против мышиногo белка REC8 (67 кДа). Валидирована для методов Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с крысиным гомологом. Рекомбинантный иммуноген соответствует аминокислотам 194-561. Идеально подходит для исследований мейоза и когезии хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к REC8
Примечания/Синонимы	mrec; Rec8L1; REC8
Вид биологического объекта	Мышь
ID гена (человек)	9985
ID гена (мышь)	56739
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194-561 мышиногo REC8 (NP_064386.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет