

Кроличье Rab Против Reg3G - Мышиный Reg3G

Артикул: CM0019969

введение

Поликлональное антитело, нацеленное на мышиный REG3G (REG-3-гамма), со специфичностью к образцам человека, мыши и крысы. Подходит для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA в исследованиях восстановления тканей и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против REG3G
Примечания/Альтернативные названия	REG-3-гамма; reg III-гамма; REG3G
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	130120
ID гена	19695
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 27-174 мышиного REG3G (NP_035390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом