

Кроличий Поликлональный Антитело Rel Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04864

Артикул: CM0017617

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок REL (с-Rel), для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Участвует в передаче сигнала NF-kB и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело REL
Примечания/Альтернативные названия	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5966
GeneID	5966
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого белка REL (NP_002899.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04864
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом