

Rela Кролик Pab - Q04207

Артикул: CM0020650



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на RELA/p65 (субъединицу NF-каппа-B p65). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белкам. Идеально для изучения путей передачи сигналов при воспалении, иммунитете и раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RELA Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	p65; p65 NFkB; p65 NF-каппа B; RELA
Вид	Мышь
GeneID	19697
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-500 белка RELA мыши. (NP_033071.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04207
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом