

Rev-Erb α /Nr1D1 Rabbit Pab - P20393

Артикул: CM0023846



введение

Поликлональные антитела кролика против Rev-Erb α /NR1D1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Изучайте циркадные ритмы, метаболизм и пути воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rev-Erb α /NR1D1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9572
GeneID	9572
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-360 человеческого Rev-Erb α /NR1D1 (NP_068370.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20393
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	В ледяном пакете