

Поликлональное Антитело Кролика Rfc2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35250

Артикул: CM0026696



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого RFC2 (субъединица 2 фактора репликации C). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с RFC2 человека и мыши. Идеально для исследований репликации ДНК и загрузки PCNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика RFC2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	RFC40; RFC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5982
GeneID	5982
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-297 человеческого RFC2 (NP_852136.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35250
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом