

Rhou Кролик Pab - Q7L0Q8

Артикул: CM0018900



введение

RHOA Кролик pAb — это поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, нацеленное на человеческий белок RHOA с перекрестной реактивностью к мышиному белку. Идеально для исследований клеточной миграции и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHOA Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHOA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	58480
GeneID	58480
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40-100 человеческого белка RHOA (NP_067028.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7L0Q8
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом