


Кроличье Моноклональное Антитело К Rig-I/Ddx58 Для Wb, Elisa — 095786

Артикул: CM0005358



введение

Моноклональное кроличье антитело к Rig-I/DDX58, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Антитело детектирует человеческий и мышиный RIG-I — врожденный иммунный рецептор вирусной РНК, в качестве иммуногена использован рекомбинантный белок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Вид	Человек
GeneID (человек)	23586
GeneID	23586
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	095786
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Холодильный пакет