

Поликлональное Антитело К Ring1A (Кроличье) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q06587

Артикул: CM0022393

введение

Поликлональное кроличье антитело к RING1A (RNF1, RING1) для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Мишень — E3-убиквитин-протеинлигаза RING1, участвующая в моноубиквитинировании гистона H2A и транскрипционной репрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RING1A
Примечания/синоним	RNF1; RING1A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6015
Идентификатор гена	6015
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-406 человеческого RING1A A (NP_002922.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06587
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом