

Поликлональное Кроличье Антитело К Rnf10 Для Wb И Elisa - Q8N5U6

Артикул: CM0017769

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RNF10, полученное с использованием рекомбинантного слитого белка (а.о. 552–811). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения контроля качества рибосом и путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RNF10
Примечания/синоним	RIE2; RNF10
Вид	Человек
GeneID (человек)	9921
GeneID	9921
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q8N5U6
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом