

Кроличья Поликлональная Антитело К Rnf138 - Rnf138

Артикул: CM0018692

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против RNF138, для Вестерн-блоттинга и ИФА, с подтвержденной перекрестной реактивностью с человеческим белком. Подходит для исследований убиквитинации и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF138 Rabbit pAb
Примечания / алиасы	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
Вид	Мышь
ID гена (человек)	51444
ID гена (мышь)	56515
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 60–245 мышиногo RNF138 (Q9CQE0)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
Молекулярная масса белка	24 кДа / 28 кДа
Доставка	С ледяным пакетом